

VASCHE DI CONTENIMENTO DA LABORATORIO IN HDPE

Versioni senza griglia e con griglia in PE

Gamma di vasche compatte in HDPE rigenerato per il contenimento di piccoli recipienti e taniche in laboratorio e negli ambienti tecnici.

Disponibili in cinque formati, *modulabili*, ciascuno in versione senza griglia oppure completo di griglia in PE.

CODICI
A08-0074 / A08-0083

CAPACITÀ
25 / 35 / 60 / 120 / 250 Lt

CONFIGURAZIONI
Senza griglia / con griglia PE

INSTALLAZIONE
Indoor

IMMAGINI PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Portata
A08-0074	Vasca laboratorio senza griglia	HDPE rigenerato	600 x 400 x h165 mm	25 Lt	130 kg
A08-0075	Vasca laboratorio con griglia PE	HDPE rigenerato	600 x 400 x h180 mm	25 Lt	130 kg
A08-0076	Vasca laboratorio senza griglia	HDPE rigenerato	800 x 400 x h165 mm	35 Lt	N.D.
A08-0077	Vasca laboratorio con griglia PE	HDPE rigenerato	800 x 400 x h180 mm	35 Lt	170 kg
A08-0078	Vasca laboratorio senza griglia	HDPE rigenerato	800 x 600 x h165 mm	60 Lt	250 kg
A08-0079	Vasca laboratorio con griglia PE	HDPE rigenerato	800 x 600 x h180 mm	60 Lt	250 kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalene (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



A08-0080	Vasca laboratorio senza griglia	HDPE rigenerato	1200 x 800 x h165 mm	120 Lt	500 kg
A08-0081	Vasca laboratorio con griglia PE	HDPE rigenerato	1200 x 800 x h180 mm	120 Lt	500 kg
A08-0082	Vasca laboratorio senza griglia	HDPE rigenerato	1600 x 1200 x h165 mm	250 Lt	1000 kg
A08-0083	Vasca laboratorio con griglia PE	HDPE rigenerato	1600 x 1200 x h180 mm	250 Lt	1000 kg

Caratteristiche	
Materiale	HDPE rigenerato
Colore contenitore	Nero
Rivestimento	Non rivestito
Installazione	Indoor
Sollevabile con carrello elevatore	No
Impilabilità	Sì
Garanzia	1 anno
Certificazione DIBt	No
Compatibilità	AdBlue, concime liquido, acqua, antigelo, detergente per vetri, sostanze chimiche, alcaline e acide e pesticidi

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Installazione	Posizionare in ambiente interno su una superficie piana e stabile.
Carico	Distribuire uniformemente i recipienti e rispettare la portata dichiarata per il modello.
Movimentazione	Movimentare a vuoto secondo procedure sicure; i modelli non sono sollevabili con carrello elevatore.

3. Optional disponibili su richiesta

Accessori disponibili	
A08-0084 Rampa di accesso 	
Dimensione	1260 x 800 x h200mm

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Portata	300 Kg
----------------	--------

A08-0085

Profilo di giunzione per collegamento lato corto di vasche da laboratorio



Dimensione	1140 x 15 x h15 mm
-------------------	--------------------

A08-0086

Profilo di giunzione per collegamento lato lungo di vasche da laboratorio



Dimensione	1540 x 15 x h15 mm
-------------------	--------------------

A08-0087

Connettore a croce



Dimensione	115 x 115 x h35 mm
-------------------	--------------------

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

